




Fijador Externo
Temporal



EXTERNAL
fixation




monolateral
fixators



Indicaciones

Indicado para una sencilla, rápida y segura estabilización de los huesos largos y pelvis en pacientes politraumatizados sin el uso de instrumentos

Kit Base



Kit Pílon Tibial



Kit Metatarso



Características

Mecanismo manual de bloqueo de los componentes

Tornillo óseos de titanio pre-ensamblada con las abrazaderas

Radiotransparente, estéril y RM compatible

Disponible en tres diferentes kit estéril (kit base, kit pílón tibial y kit metatarso) o en componentes individuales en un estéril desechable

Beneficios

Sin el uso de instrumentos adicionales

Montaje rápido

Listo para usar

Versatil

Código

Descripción

ESTÉRIL



DF100010 Kit Base Fijador Externo Temporal Dolphix®

DF100020 Kit Pílon Tibial Fijador Externo Temporal Dolphix®

DF100021 Kit Accesorio Metatarso Dolphix®

DF200020 Abrazadera Dolphix® con Tornillo óseo ø6 mm, L. 160 mm

DF200040 Abrazadera Dolphix® con Tornillo óseo ø6 mm, L. 200 mm

DF200030 Abrazadera Dolphix® Barra a Barra

DF205220 Abrazadera Dolphix® con tornillo óseo pasante ø5 mm, L. 220 mm

DF312150 Barra radiotransparente ø12 mm, L. 150 mm

DF312200 Barra radiotransparente ø12 mm, L. 200 mm

DF312300 Barra radiotransparente ø12 mm, L. 350 mm

DF312400 Barra radiotransparente ø12 mm, L. 400 mm

DF900300 Caja para componentes Dolphix®, vacía