

In-one
tibial nail

Clavo Intramedular Tibia



Indicaciones ampliadas

Opciones de bloqueo versátiles

Instrumentación mínima

Breve curva de aprendizaje

Bloqueo distal guiado


Fácil inserción

citieffe[®]
Essential moves in Trauma


In-One Tibia

Indicado para las fracturas diafisarias de la tibia entre el tercero proximal y el tercero distal; fracturas patológicas; non unions; mal unions; osteotomías correctivas.

2 orificios cruzados
con un ángulo de 55°



Instrumental In-One Tibia



Bloqueo distal guiado

Sólo una bandeja para
varias configuraciones