



Fijador
Externo
Monolateral



LIMB
reconstruction



monolateral
fixators



Indicaciones

Corrección de las deformidades de los huesos largos.



Cuerpo fijador Kore

Tres diferentes abrazaderas de tornillos óseos en función del punto de colocación en el hueso



Abrazadera estándar
para tornillos óseos



Abrazadera estándar
largos para
tornillos óseos



Abrazadera metafisario
para tornillos óseos



Movimiento deslizante de la
abrazadera estándar

Características

Diseño sencillo: pocos componentes

Corrección de deformidades angulares con una osteotomía completa

La llave correctiva del paciente (PK)

Fijador externo monolateral

Opción alargamiento

Beneficios

Aplicación intuitiva; no requiere programas de planificación

Estabilidad y control completo durante el proceso de corrección

Con solo una llave, el paciente controla el fijador externo monolateral

Perfil bajo, cómodo para el paciente

En caso de ser necesario, brinda la posibilidad de efectuar el alargamiento después de la corrección angular

Código	Descripción	Código	ESTÉRIL
F4R-5110	Cuerpo del fijador Kore R110*	Tornillos óseos Corticales con revestimiento de HA	
F4R-5000	Abrazadera estándar para tornillos óseos	ST340100HA	ø4 mm, L. 100-30 mm
F4R-5005	Abrazadera estándar largos para tornillos óseos	ST340120HA	ø4 mm, L. 120-40 mm
F4R-5010	Abrazadera metafisario para tornillos óseos	ST360120HA	ø6 mm, L. 120-30 mm
		ST360150HA	ø6 mm, L. 150-40 mm
		ST360180HA	ø6 mm, L. 180-50 mm
		ST360200HA	ø6 mm, L. 200-60 mm

* Provisto de dispositivo guía y guía de aguja