



**citieffe**<sup>®</sup>  
Essential moves in Trauma

## ST.A.R.90 F4 Rodilla



Fijador Externo  
Articulado



EXTERNAL  
fixation




monolateral  
fixators



articulations

### Indicaciones

Indicado para el tratamiento de luxaciones y fracturas de rodilla, reconstrucciones ligamentosas, extracción de prótesis y síntesis infectadas





### Kit fijador externo articulado rodilla

Contenido:

- 1 fijador externo articulado
- 4 abrazaderas tornillos oseós
- 1 alambre guía
- 1 perno de bloqueo



### Kit arquito

### Tornillo oseó cortical

| Características                                 | Beneficios   |
|---|--|
| Componente articular radiotransparente          | Identificación más sencilla e instantánea del centro de rotación           |
| Cuerpo telescópico                              | Permite la distracción articular   |
| Abrazaderas para tornillos óseos independientes | Versatile bone screw positioning   |
| Arquito tibial                                  | Inserción de los tornillos óseos del lado tibial en posición antero-medial |

| Código           | Descripción                                 | ESTÉRIL |  |
|------------------|---|---------|--|
| <b>F4-2460</b>   | Kit fijador externo articulado rodilla      |         |  |
| <b>F4-2745</b>   | Kit arquito tornillos oseós controlateral   |         |  |
| <b>F4-156150</b> | Tornillo oseó cortical ø6 mm - L. 150-40 mm |         |  |
| <b>F4-156180</b> | Tornillo oseó cortical ø6 mm - L. 180-50 mm |         |  |
| <b>F4-156200</b> | Tornillo oseó cortical ø6 mm - L. 200-60 mm |         |  |

Están disponibles tornillos óseos recubiertos de hidroxiapatita y con acero sin NÍQUEL