

Dinamic T Húmero



escala 1:1

Clavo Intramedular
Húmero



INTERNAL
fixation



nails



Indicaciones

Indicado para el tratamiento de las fracturas proximales y diafisarias de húmero



Características	Beneficios
Sistema anti pull-out de los tornillos cefálicos	Estable síntesis; evita el deslizamiento de los tornillos
Posibilidad de bloqueo en diferentes planos y direcciones, con hasta 7 tornillos de bloqueo	Excelente estabilidad
Posibilidad de bloqueo proximal con tornillos de esponjosa, cortical y out-nail	Opción de tipo de tornillo óptima en función de la fractura/ fragmento a ser estabilizado
Clavo, tapa y 3 agujas guía en envase estéril	Conveniente, listo para el uso

ESTÉRIL




DT710150 Clavo Estándar Dinamic T Húmero, $\varnothing 7 \times 150$ mm

Clavo Largo Dinamic T Húmero

* Bajo pedido

Código	L. mm	Curvatura
DT720200	200	DERECHO
DT720220	220	DERECHO
DT720240	240	DERECHO
DT720260	260	DERECHO
DT720280	280	DERECHO
DT720300 *	300	DERECHO
DT720320 *	320	DERECHO

Código	L. mm	Curvatura
DT725200	200	IZQUIERDO
DT725220	220	IZQUIERDO
DT725240	240	IZQUIERDO
DT725260	260	IZQUIERDO
DT725280	280	IZQUIERDO
DT725300 *	300	IZQUIERDO
DT725320 *	320	IZQUIERDO




Tornillo para esponjosa $\varnothing 5$ mm
Longitudes de 25 a 55 mm



Tornillo para esponjosa $\varnothing 5$ mm recubierto HA
Longitudes de 35 a 55 mm



Tornillo para cortical $\varnothing 3.5$ mm
Longitudes de 17,5 a 45 mm



Tornillo Out-nail $\varnothing 5$ mm
Alambre guía $\varnothing 2$ mm
Longitudes de 30 a 55 mm