

Dinamic T Tibia



Clavo Intramedular
Tibia



INTERNAL
fixation




nails



42

Indicaciones

Indicado para el tratamiento de las
fracturas diafisarias de tibia



Características	Beneficios
Curvatura distal	Limita la presión sobre la cortical posterior
Curvatura diafisaria	Facilita la inserción del clavo
Guía de centrado distal	Limitada exposición de rayos X durante el bloqueo distal
Ojal tornillo de bloqueo proximal	Posibilidad de consolidación intra-operatoria de la fractura
Smooth surface (tratamiento superficial titanio)	Facilitada extracción del implante

ESTÉRIL



ø8 mm *		ø9 mm		ø10 mm		ø11 mm	
Código	L. mm	Código	L. mm	Código	L. mm	Código	L. mm
DT508260	260	DT509260	260	DT510260	260	DT511260	260
DT508275	275	DT509275	275	DT510275	275	DT511275	275
DT508290	290	DT509290	290	DT510290	290	DT511290	290
DT508305	305	DT509305	305	DT510305	305	DT511305	305
DT508320	320	DT509320	320	DT510320	320	DT511320	320
DT508335	335	DT509335	335	DT510335	335	DT511335	335
DT508350	350	DT509350	350	DT510350	350	DT511350	350
* Bajo pedido		DT509365	365	DT510365	365	DT511365	365
		DT509380	380	DT510380	380	DT511380	380
		DT509395	395	DT510395	395	DT511395	395

Tornillo cortical ø4.2 mm. Longitud de 25 a 70 mm

Tornillo cortical ø3.8 mm. Longitud de 20 a 40 mm
Sólo para orificios distales clavos ø8 mm